

LokoHelp®



The Way To Walk.

Die Laufbandtherapie ist für die Therapeuten -besonders bei schwer beeinträchtigten Patienten- mit vermehrter körperlicher Anstrengung, unbequemer Haltung und oft auch Schmerzen durch Überbeanspruchung verbunden. Da aber gerade die Anzahl der Repetitionen, verbunden mit den wichtigen Auslösemechanismen für das Lokomotionsprogramm so wichtig sind, ist es wünschenswert, den Therapeuten hierbei zu unterstützen. Der LokoHelp-Gangtrainer übernimmt genau diese Aufgabe.



*zur Nutzung mit der WOODWAY LokoStation

For The Long Run®
WOODWAY®

WOODWAY EUROPEAN HEADQUARTERS
Steinackerstr. 20, D-79576 Weil am Rhein, Germany
PHONE +49 - 7621 - 940 999 - 0 | FAX +49 - 7621 - 940 999 - 40
WOODWAY.DE

WOODWAY WORLD HEADQUARTERS
W229 N591 Foster Court Waukesha, WI 53186, U.S.A.
PHONE (800) 966 - 3929 | FAX (262) 522 - 6235
WOODWAY.COM

LOKOHELP

- Standard Feature
- Optionales Feature

LOKOHELP	
Steuereinheit mit Touch-Screen	●
Max. Nutzergewicht	LH 300M: 60 kg / LH 400M: 150 kg
Antriebssystem	Servoreglersteuerung via Master & Slave Anordnung
Gerätegewicht	LH 300M: 45 kg / LH 400M: 50 kg / Steuereinheit: 34 kg
Breite (Steuereinheit)	25 cm
Länge (Steuereinheit)	40 cm
Höhe (Steuereinheit)	60 cm
Schrittlänge	LH 300M: 300 mm / LH 400M: 400 mm
Geschwindigkeit	0-2 km/h
220-240V 50/60 Hz 16A	●
Unterschenkelorthesen inkl.	●
Garantie	1 Jahr Vollgarantie

SPECIFICATIONS

Technische Änderungen vorbehalten. Garantien und technische Daten ausserhalb Deutschlands können abweichen. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Händler.

Der LokoHelp-Gangtrainer erfüllt die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums geltenden Anforderungen an Medizinprodukte (CE-Kennzeichnung, Richtlinie 93/42/EWG, zuletzt geändert durch 2007/47/EG).

LANGE NETTO-THERAPIEZEIT

Durch die unkomplizierte und schnelle Vorbereitung des Patienten verbleibt mehr Zeit für die Therapie. Die Patienten profitieren von kurzen Rüstzeiten und dadurch langen Therapiezeiten.

MULTIFUNKTIONALITÄT

Die einfache und schnelle Demontage des LokoHelp-Gangtrainers erlaubt den Einsatz des Laufbandes mit Gewichtsentlastungssystem für weitere Anwendungen. Die Kombination der Komponenten (Laufband, Gewichtsentlastung, Gangtrainer) ermöglicht dadurch die Therapie in allen Phasen des Gangtrainings.

GERINGE KOSTEN

Die schnell erlernbare LokoHelp-Therapie und der Umgang mit dem Gerät machen eine kosten- und zeitintensive Schulung des therapeutischen Personals überflüssig. Zudem erreichen Sie durch die kurzen Vorbereitungszeiten einen größeren Patientendurchlauf bei vergleichsweise geringen Anschaffungs- und Betriebskosten.



PATENTIERTER ENDEFFEKTOR-GANGTRAINER

Der LokoHelp ist ein elektromechanischer Gangtrainer, der auf dem „Endeffektor“-Prinzip basiert. Die mechanische Unterstützung für Stand- und Spielbeinphase erfolgt an den Füßen als letztem Glied der kinematischen Kette. Der Patient soll nicht passiv bewegt werden, sondern möglichst aktiv mitarbeiten. Knie- und Hüftstreckung sollen bei Möglichkeit idealerweise vom Patienten selbst kontrolliert werden.



POSTURALE TRAININGSMÖGLICHKEIT

Für eine selbständige Gehfähigkeit auf dem Boden ist neben den Bewegungen von Stand- und Spielbeinphase auch die Fähigkeit der posturalen Kontrolle notwendig. Während des LokoHelp-Trainings sind Rumpf und Becken des Patienten nicht starr fixiert. Deshalb können zusätzlich posturale Anforderungen durch entsprechende Aufgaben gestellt und geübt werden.

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT BESUCHEN SIE
WWW.WOODWAY.DE ODER KONTAKTIEREN SIE UNSEREN VERTRIEB.**