



## SAFETY FIRST.

### SOFORTIGE ERHÖHUNG DER SICHERHEIT FÜR DEN PATIENTEN / PROBANDEN / ATHLETEN

Der Einsatz eines Laufbandes birgt trotz Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften ein Verletzungsrisiko. Bei bestimmten Intensitäten und Verfahren während der Anwendung oder bei längerer Belastungsdauer kann die Konstitution und Konzentration des Patienten / Probanden / Athleten nachlassen, wodurch sich das Risiko eines Sturzes erhöht. Durch Verwendung einer Sturzsicherung mit Brustschultergurt und Not-Stopp-Funktion wird ein möglicher Sturz abgefangen und die Sicherheit erhöht.

Die WOODWAY Sturzsicherung ist mit dem Großteil aller WOODWAY Laufbänder der PPS-Serie kompatibel und kann problemlos nachgerüstet werden.



For The Long Run®  
**WOODWAY®**

WOODWAY EUROPEAN HEADQUARTERS  
Steinackerstr. 20, D-79576 Weil am Rhein, Germany

PHONE +49 - 7621 - 940 999 - 0 | FAX +49 - 7621 - 940 999 - 40  
**WOODWAY.DE**

WOODWAY WORLD HEADQUARTERS  
W229 N591 Foster Court Waukesha, WI 53186, U.S.A.

PHONE (800) 966 - 3929 | FAX (262) 522 - 6235  
**WOODWAY.COM**

## | STURZSICHERUNG

- Standard Feature
- Optionales Feature



## STURZSICHERUNG

Max. Nutzergewicht	200 kg
Max. Nutzergröße	210 cm
Gerätengewicht	53 - 59 kg (je nach Ausführung)
Breite inkl. Laufband	94/106/121 cm
Länge inkl. Laufband	Max. 205 cm
Höhe inkl. Laufband	250 cm
Erforderliche Deckenhöhe	Standardeinstellung: 265 cm Niedrigste Einstellung: 255 cm
Länge Fallstoppleine	Individuell einstellbar
Patientengurt inklusive (Größe nach Wahl)	●
Zusätzliche Patientengurte	○
Modellkompatibilität	PPS 43/55/70 Ortho PPS 43/55/70 Med PPS 43/55/70 Plus
Garantie	12 Monate Vollgarantie

SPECIFICATIONS



## BRUSTSCHULTERGURT

- Ergonomische Passform
- Körper kann bei Sturz nicht nach vorne überkippen
- Beweglichkeit des Unterkörpers und der Beine im Hüft-, Knie- und Fussgelenkbereich bleibt ohne Einschränkung erhalten

Technische Änderungen vorbehalten. Garantien und technische Daten ausserhalb Deutschlands können abweichen. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Händler.

WOODWAY Laufbänder der PPS Serie erfüllen die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums geltenden Anforderungen an Medizinprodukte (CE-Kennzeichnung, Richtlinie 93/42/EWG, zuletzt geändert durch 2007/47/EG).

## INDIKATIONEN

- Leistungsdiagnostik (Stufentests, Rampentests zur Ausbelastung des Sportlers)
- Laufanalyse mit Laufrichtungsumkehr
- Mangelnder Sicherheitsabstand hinter oder vor dem Laufband (weniger als 200 x 100 cm)
- Therapie mit sturzgefährdeten Patienten (bedingt durch Alter oder Erkrankung / Behinderung)
- Therapie mit Kindern



## NOT-STOPP VORRICHTUNG INKLUSIVE

- Einbindung des Sturzsicherungssystems in den Not-Stopp Steuerkreis
- Im Falle eines Sturzes wird die Lauffläche sofort angehalten
- Allpolige Netztrennung bei Notstopp-Betätigung

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT BESUCHEN SIE  
WWW.WOODWAY.DE ODER KONTAKTIEREN SIE UNSEREN VERTRIEB.