



## KOMFORT UND SICHERHEIT

### REHABILITATION AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Die WOODWAY PPS Med Serie ist durch ihre langjährige und bewährte Verwendung in den Bereichen Diagnostik und Therapie erste Wahl für den weltweiten Einsatz in Kliniken, Therapiepraxen und Reha-Zentren. Aufgrund der zahlreichen Optionen können die einzelnen Modelle individuell an die Bedürfnisse Ihrer Patienten angepasst und somit sinnvoll ergänzt werden.



*\*verschiedene Laufflächenbreiten erhältlich*

For The Long Run®  
**WOODWAY®**

WOODWAY EUROPEAN HEADQUARTERS  
Steinackerstr. 20, D-79576 Weil am Rhein, Germany  
PHONE +49 - 7621 - 940 999 - 0 | FAX +49 - 7621 - 940 999 - 40  
**WOODWAY.DE**

WOODWAY WORLD HEADQUARTERS  
W229 N591 Foster Court Waukesha, WI 53186, U.S.A.  
PHONE (800) 966 - 3929 | FAX (262) 522 - 6235  
**WOODWAY.COM**

## | PPS MED



- Standard Feature
- Optionales Feature

		PPS MED
USER INTERFACE	Polar-Herzfrequenzmessung (codiert/uncodiert)	●
	ANT+ Kompatibilität	-
	US-Schnittstelle	-
	Handpulsensoren	-
	Datenmonitor Display	●
	Woodway User System (WUS)	○
	RS 232 Schnittstelle	●
	Handtastatur (magnetisch)	●
	SPECIFICATIONS	Laufflächenabmessungen
Max. Nutzergewicht		Laufen: 180 kg / Gehen: 360 kg
Laufflächenaufbau		60 individuelle Lamellen
Antriebssystem		114 Präzisionskugellager mit 12 Führungsbordscheiben
Laufoberfläche		Vulkanisierter Kautschuk (38-43 Shore Härte)
Antriebsmotor		Bürstenloser Servomotor, 1,5 kW
Gerätegewicht		210/230/260 kg
Breite		94/106/121 cm
Länge		184 cm
Höhe		150 cm
0-20% Steigung		●
0-25% Steigung		○
0-20 km/h		●
0-24 km/h		○
Reverse		○
Optionale Sturzsicherung		auf Anfrage
220-240V 50/60 Hz 16A (C)		●
Garantie	7 Jahre auf den Stahlrahmen 5 Jahre auf die Funktion der Lauffläche 3 Jahre auf Motor, Steuerung und Nicht-Verschleissteile 1 Jahr Vollgarantie  Voraussetzung: Die oben erwähnte Garantie ist nur gültig in Verbindung mit einer jährlichen Wartung durch einen autorisierten WOODWAY Service-Techniker.	



## WOODWAY LAMELLENLAUFFLÄCHE

- Unvergleichlich angenehmes Laufgefühl
- Optimale Absorption der Aufprallenergie durch einzigartige Lamellenlauffläche
- Geringer Wartungsaufwand durch reibungsarmes Konstruktionsprinzip
- Dauerhaft ca. 35% Stromersparnis gegenüber herkömmlichen Laufbändern durch hochwertiges Kugellagertransportsystem

## SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

- Notaus-Pilz und Magnet-Notstopp
- Herzfrequenzgesteuertes Training/Therapie
- Optionale Sturzsicherung auf Anfrage erhältlich
- Bis zu 240.000 Km ohne einen einzigen Laufflächenwechsel



## IMMER ALLES IM BLICK

- LED-Anzeigen für Geschwindigkeit, Steigung, Distanz, Zeit und Herzfrequenz
- Magnetische Handtastatur (Geschwindigkeit, Steigung, Stop)

Technische Änderungen vorbehalten. Garantien und technische Daten ausserhalb Deutschlands können abweichen. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Händler.

WOODWAY Laufbänder der PPS Serie erfüllen die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums geltenden Anforderungen an Medizinprodukte (CE-Kennzeichnung, Richtlinie 93/42/EWG, zuletzt geändert durch 2007/47/EG).

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT BESUCHEN SIE  
WWW.WOODWAY.DE ODER KONTAKTIEREN SIE UNSEREN VERTRIEB.**