



MESSBARER ERFOLG

DAS ANALYSETOOL IN ORTHOPÄDIE UND REHABILITATION

Das WOODWAY Laufband PPS Ortho wurde speziell für den Einsatz von videobasierten Analysen in der Orthopädie und Rehabilitation entwickelt. Aufgrund seiner offenen Geländerversion bietet es optimale Voraussetzungen für die Gang- und Laufanalyse. Durch die Laufrichtungsumkehr haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, mit nur zwei Kameras Ansichten aus vier Perspektiven zu erfassen, ohne die Aufnahmeposition ändern zu müssen. Ausgestattet ohne Display ermöglicht es dem Patienten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und hilft, die äussere Ablenkung während der Therapie oder Diagnostik auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die Steuerung erfolgt mittels serieller Schnittstelle durch PC-Anbindung oder magnetischer Handtastatur.



**verschiedene Laufflächenbreiten erhältlich*

For The Long Run®
WOODWAY®

WOODWAY EUROPEAN HEADQUARTERS
Steinackerstr. 20, D-79576 Weil am Rhein, Germany
PHONE +49 - 7621 - 940 999 - 0 | FAX +49 - 7621 - 940 999 - 40
WOODWAY.DE

WOODWAY WORLD HEADQUARTERS
W229 N591 Foster Court Waukesha, WI 53186, U.S.A.
PHONE (800) 966 - 3929 | FAX (262) 522 - 6235
WOODWAY.COM

| PPS ORTHO



- Standard Feature
- Optionales Feature

		PPS ORTHO
USER INTERFACE	Polar-Herzfrequenzmessung (codiert/uncodiert)	●
	ANT+ Kompatibilität	-
	USB-Schnittstelle	-
	Handpulssensoren	-
	Datenmonitor Display	○
	Woodway User System (WUS)	○
	RS 232 Schnittstelle	●
	Handtastatur (magnetisch)	●
	SPECIFICATIONS	Laufflächenabmessungen
Max. Nutzergewicht		Laufen: 180 kg / Gehen: 360 kg
Laufflächenaufbau		60 individuelle Lamellen
Antriebssystem		114 Präzisionskugellager mit 12 Führungsbordscheiben
Laufoberfläche		Vulkanisierter Kautschuk (38-43 Shore Härte)
Antriebsmotor		Bürstenloser Servomotor, 1,5 kW
Gerätegewicht		210/230/260 kg
Breite		94/106/121 cm
Länge		184 cm
Höhe		150 cm
0-20% Steigung		○
0-25% Steigung		○
0-20 km/h		●
0-24 km/h		○
Reverse		●
optionale Sturzsicherung		auf Anfrage
220-240V 50/60 Hz 16A (C)		●
Warranty	7 Jahre auf den Stahlrahmen 5 Jahre auf die Funktion der Lauffläche 3 Jahre auf Motor, Steuerung und Nicht-Verschleissteile 1 Jahr Vollgarantie Voraussetzung: Die oben erwähnte Garantie ist nur gültig in Verbindung mit einer jährlichen Wartung durch einen autorisierten WOODWAY Service-Techniker.	



WOODWAY LAMELLENLAUFFLÄCHE

- Unvergleichlich angenehmes Laufgefühl
- Optimale Absorption der Aufprallenergie durch einzigartige Lamellenlauffläche
- Geringer Wartungsaufwand durch reibungsarmes Konstruktionsprinzip
- Dauerhaft ca. 35% Stromersparnis gegenüber herkömmlichen Laufbändern durch hochwertiges Kugellagertransportsystem

SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

- Notaus-Pilz und Magnet-Notstopp
- Magnetische Handtastatur (Geschwindigkeit, Steigung, Stop)
- Optionale Sturzsicherung auf Anfrage erhältlich
- Bis zu 240.000 Km ohne einen einzigen Laufflächenwechsel



OPTIONALES WUS DISPLAY (EXTERN)

- LCD-Touch Screen Display mit Anzeigen für Geschwindigkeit, Steigung, Distanz, Zeit und Herzfrequenz
- Vorgespeicherte Tests und Trainingsprogramme
- Herzfrequenzgesteuertes Training

Technische Änderungen vorbehalten. Garantien und technische Daten ausserhalb Deutschlands können abweichen. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Händler.

WOODWAY Laufbänder der PPS Serie erfüllen die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums geltenden Anforderungen an Medizinprodukte (CE-Kennzeichnung, Richtlinie 93/42/EWG, zuletzt geändert durch 2007/47/EG).

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT BESUCHEN SIE
WWW.WOODWAY.DE ODER KONTAKTIEREN SIE UNSEREN VERTRIEB.**