PPS PLUS WOODWAY.DE

MAXIMALE FLEXIBILITÄT



HÖCHSTER KOMFORT UND VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Das WOODWAY Laufband PPS Plus ist das ideale Gerät für Patienten, die während der Therapie einen höheren Grad an Hilfestellung benötigen. Die höhen- und breitenverstellbaren Gasdruck-Barrengeländer sind variabel justierbar und werden damit den individuellen Bedürfnissen Ihrer Patienten gerecht. Durch die Umkehr der Laufrichtung (Reverse) und die damit verbundene Möglichkeit zur Therapie mit Gefälle ist das Laufband auch für spezifische Trainingsmethoden vielseitig einsetzbar.



*verschiedene Laufflächenbreiten erhältlich



WOODWAY EUROPEAN HEADQUARTERS
Steinackerstr. 20, D-79576 Weil am Rhein, Germany
PHONE +49 - 7621 - 940 999 - 0 | FAX +49 - 7621 - 940 999 - 40
WOODWAY. DE

WOODWAY WORLD HEADQUARTERS
W229 N591 Foster Court Waukesha, WI 53186, U.S.A.

PHONE (800) 966 - 3929 | FAX (262) 522 - 6235
WOODWAY.COM

For The Long Run WOODWAY.DE

PPS PLUS

- Standard Feature
- O Optionales Feature



Optionales i eature	4.18
	PPS PLUS
Polar-Herzfrequenzmessung (codiert/uncodiert)	•
ANT+ Kompatibilität	-
USB-Schnittstelle	-
Handpulssensoren	-
Woodway User System (WUS)	•
RS 232 Schnittstelle	•
CSAFE Kompatibilität	-
Handtastatur (magnetisch)	•
Laufflächenabmessungen	157 x 43/55/70 cm
Max. Nutzergewicht	Laufen: 180 kg / Gehen: 360 kg
Laufflächenaufbau	60 individuelle Lamellen
Antriebssystem	114 Präzisionskugellager mit 12 Führungsbordscheiben
Laufoberfläche	Vulkanisierter Kautschuk (38-43 Shore Härte)
Antriebsmotor	Bürstenloser Servomotor, 1.5 kW
Gerätegewicht	220/240/270 kg
Breite	94/106/121 cm
Länge	184 cm
Höhe	150 cm
0-25% Steigung	•
(-5%) - (+20%) Steigung	-
0-24 km/h	•
Reverse	•
Geländerversion	Höhen- und Breitenverstellbares Gasdruck- Barrengeländer
Optionale Sturzsicherung	auf Anfrage
220-240V 50/60 Hz 16A (C)	•
Garantie	7 Jahre auf den Stahlrahmen 5 Jahre auf die Funktion der Lauffläche 3 Jahre auf Motor, Steuerung und Nicht-Verschleissteile 1 Jahr Vollgarantie
	gültig in Verbindung mit einer jährlichen Wartung durch einen autorisierten WOODWAY Service- Techniker.

Technische Änderungen vorbehalten. Garantien und technische Daten ausserhalb Deutschlands können abweichen. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Händler.

WOODWAY Laufbänder der PPS Serie erfüllen die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums geltenden Anforderungen an Medizinprodukte (CE-Kennzeichnung, Richtlinie 93/42/EWG, zuletzt geändert durch 2007/47/EG).



WOODWAY LAMELLENLAUFFLÄCHE

- Unvergleichlich angenehmes Laufgefühl
- Optimale Absorbtion der Aufprallenergie durch einzigartige Lamellenlauffläche
- Geringer Wartungsaufwand durch reibungsarmes Konstruktionsprinzip
- Dauerhaft ca. 35% Stromersparnis gegenüber herkömmlichen Laufbändern durch hochwertiges Kugellagertransportsystem

SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

- Notaus-Pilz und Magnet-Notstopp
- Herzfrequenzgesteuertes Training/Therapie
- Optionale Sturzsicherung auf Anfrage erhältlich
- Bis zu 240.000 Km ohne einen einzigen Laufflächenwechsel



IMMER ALLES IM BLICK

- LCD-Touch Screen Display mit Anzeigen für Geschwindigkeit, Steigung, Distanz, Zeit und Herzfrequenz
- Vorgespeicherte Tests und Trainingsprogramme
- Herzfrequenzgesteuertes Training
- Magnetische Handtastatur (Geschwindigkeit, Steigung, Stop)

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT BESUCHEN SIE WWW.WOODWAY.DE ODER KONTAKTIEREN SIE UNSEREN VERTRIEB.