

# MÜHELOSE GEWICHTSENTLASTUNG

## DER CHAMPION DER STORBREDUZIERUNG

Das BOOST 2 Anti-Schwerkraft Therapielaufband ermöglicht eine stufenweise Reduzierung des effektiven Körpergewichts (mit einer Auflösung von 1%). Das System kann das Körpergewicht um bis zu 80% reduzieren.

Dies geschieht durch die Erzeugung eines erhöhten Drucks um den Unterkörper. Der erzeugte Druck ist höher als der externe Druck, wodurch eine Auftriebskraft entsteht, die der Schwerkraft entgegenwirkt. Diese unterstützende Hebekraft wird gleichmäßig auf den gesamten Unterkörper verteilt, was ein bemerkenswert komfortables Lauferlebnis schafft. Anwender haben das Gefühl, sich ganz normal zu bewegen, während sie gleichzeitig individuell entlastet werden.



For The Long Run®  
**WOODWAY®**

WOODWAY EUROPEAN HEADQUARTERS  
Steinackerstr. 20, D-79576 Weil am Rhein, Germany

PHONE +49 - 7621 - 940 999 - 0 | FAX +49 - 7621 - 940 999 - 40  
**WOODWAY.DE**

WOODWAY WORLD HEADQUARTERS  
W229 N591 Foster Court Waukesha, WI 53186, U.S.A.

PHONE (800) 966 - 3929 | FAX (262) 522 - 6235  
**WOODWAY.COM**

## | BOOST II

## SPECIFICATIONS

	CORE	ELITE
Gesamtabmessung	208 x 117x196 cm	
Laufflächenabmessung	152 x 55 cm	
Gerätgewicht	335 kg	
Geschwindigkeit (vorwärts)	20 km/h	29 km/h
Geschwindigkeit (rückwärts)	8 km/h	16 km/h
Neigung	0-15%	
Laufbandtechnologie	60 Lamellen, Gummi auf Aluminiumprofil 40 Shore Härte, 4mm laterale Toleranz	
Antriebssystem	114 Kugellager, 12 Bordscheiben	
Max. Benutzergewicht	Laufen -> 118 kg Gehen -> 180 kg	
Nutzungsbedingungen	Temperatur +10 - +33 °C Rel. Luftfeuchte 30-85% (nicht kondensiert) Höhenlage <2000hm / Schutzart IP20	
Stromanschluss	Geerdeter Stecker (Schuko) 230-240V, 16A, 50/60Hz (Core & Elite)	
Netzkabellänge	180cm	
Garantie	bis 7 Jahre	

Technische Änderungen vorbehalten. Garantien und technische Daten ausserhalb Deutschlands können abweichen. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Händler.

Das Boost 2 erfüllt die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums geltenden Anforderungen an Medizinprodukte.  
(CE-Kennzeichnung, Richtlinie 93/42/EWG, zuletzt geändert durch 2007/47/EG).

### VERBESSERTE SICHTBARKEIT, HERVORRAGENDE ERGEBNISSE

Unsere Laufbänder sind so gestaltet, dass Ärzte und Trainer eine verbesserte Sicht auf den Patienten haben, sowohl seitlich, hinten als auch vorne. Zusätzlich ermöglichen sie optional den Einsatz von Kameras oder einer Laufanalyse, um die Körperposition und Gelenkstellungen des Patienten zu beobachten und zu korrigieren.



### PRÄZISION BEI JEDEM TRAINING

Das einzige Anti-Schwerkraft Therapielaufband mit motorisiertem Liftsystem, das auf die besonderen Bedürfnisse von Profisportlern und Patienten in der Physiotherapie zugeschnitten ist.



### MÜHELOSE KONTROLLE & BERÜHRUNGSLOSES TRAINING

Kontrollieren Sie Ihren Fortschritt mühelos mit der vereinfachten Drehknopfsteuerung, unabhängig davon, ob Sie ein engagierter Sportler oder Patient auf dem Weg der Genesung sind. Unsere Laufbänder bieten vorprogrammierte Trainingseinheiten, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse von Sportlern und Patienten zugeschnitten sind.



**FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT BESUCHEN SIE  
WWW.WOODWAY.DE ODER KONTAKTIEREN SIE UNSEREN VERTRIEB.**